

PR1ME™

Тест касети за бързо и надеждно откриване на антибиотици в мляко в една стъпка

Антибиотиците се използват широко не само за лечение на бактериални инфекции при млекодайки животни, но и за стимулиране на растежа и за колективно профилактично третиране. Злоупотребата с антибиотици, особено за нетерапевтични цели, е довела до развитието на бактерии, устойчиви на антибиотици (AR), които могат да попаднат в хранителната ни система и да представляват сериозен риск за човешкото здраве. .

Тестовите Meizheng PR1ME™ Antibiotic Cassette са касетни тестове разработени за откриване на бета-лактами, тетрациклини, сулфонамиди и флуорохинолони в сурово мляко – антибиотици, които се използват широко в млечните ферми. Тестът може да се използва **в полеви условия** или за ежедневен лабораторен контрол.

ПРЕДИМСТВА

-  **ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ**
на отлична цена
-  **ГРАНИЦИ НА ОТКРИВАНЕ–**
съобразени с изискванията на ЕС за MRL
-  **БЪРЗ РЕЗУЛТАТ**
-  **ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА**
в полеви условия или лаборатория.
-  **НАДЕЖДЕН**


НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТА



Добавете **200 µL**
от млечната
проба в
кладенчето на
касета



Инкубирайте
при **40°C** или
50°C



Интерпретирайте
резултата
визуално.
Четец: по избор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Каталожен No.	Наименование на продукта	LOD/Граници на откриване	Опаковка
SC3722-BGR	PR1ME™ BTSQ Combo Cassette Test	Sulfamethazine: 25-30 ppb Enrofloxacin: 20-25 ppb Penicillin G: 1.5-2 ppb Tetracycline: 15-30 ppb	50T
SC3724-BGR	PR1ME™ BT Combo Cassette Test	Penicillin G: 2-3 ppb Tetracycline: 15-30 ppb	50T